



ООО "Люмэкс-маркетинг"

Юридический адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А»

Адрес осуществления деятельности: 192029 г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.70, корп.2, лит. Е

Адрес для переписки: BOX 1234, Санкт-Петербург, 190000

Тел.: (812)718-53-90, 718-53-91, **факс:** (812)718-68-65

E-mail: lumex@lumex.ru **http:** [//www.lumex.ru](http://www.lumex.ru)

№ 12/70 от 25.05.2016

О поверке анализаторов ртути

Уважаемые коллеги!

В связи с тем, что в последнее время увеличилось число вопросов, касающихся периодической поверки анализаторов ртути РА-915+ и РА-915М, метрологическая служба считает необходимым сделать следующие разъяснения. Анализаторы ртути РА-915+ и анализаторы ртути РА-915М, выпущенные ранее 01.01.2015, подлежат поверке в соответствии с методикой поверки В0100-00-00-00-00 МП. Основным средством поверки является стандартный образец состава раствора ионов ртути, а вспомогательными - ротаметры, с помощью которых измеряют расход газа (воздуха) 1 и 4 л/мин при определении основной погрешности измерений и фиксируют расход более 10 л/мин при проверке объемного расхода газа на входе анализатора.

Поскольку применяемые в этой методике поверки ротаметры типа 10 модели 679 более не выпускаются и не поверяются, мы рекомендуем использовать следующие ротаметры, применение которых является обоснованным в соответствии с пунктом 2.2 методики: ротаметр типа 1 модели 679 (диапазон измерений от 0,2 до 1,0 л/мин), ротаметр типа 20 модели 679 (диапазон измерений от 1 до 20 л/мин), а также ротаметр РМ-02-0,25 ГУЗ с верхним пределом измерений 0,25 м³/ч, что соответствует 4,16 л/мин. Особо подчеркиваем, что ротаметр типа 20 не обеспечивает требуемую точность при измерении расхода 4 л/мин.

Анализаторы РА-915М, выпущенные после 01.01.2015, подлежат поверке в соответствии с методикой поверки МП-242-1811-2014. Основным средством поверки является также стандартный образец утвержденного типа состава рас-

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

Юридический адрес: 199178 Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А».
р/с: 40702810722050000119 в банке Филиал ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с: 30101810800000000706,
БИК: 044030706, ИНН/КПП: 7801472150/780101001, ОКПО: 45549798, ОГРН: 1089847242209, ОКВЭД: 33.20

твора ионов ртути, а вспомогательными - ротаметр типа 20 модели 679 и ротаметр РМ-02-0,25 ГУЗ.

Напоминаем, что ротаметры как средства измерений подлежат поверке, при этом для ротаметров типа 20 интервал между поверками установлен 1 год, а для ротаметра РМ-02-0,25 ГУЗ - 5 лет.

Указанные ротаметры Вы можете приобрести в группе компаний «Люмэкс», а также у иных поставщиков. При размещении заказа нужно обратить внимание на сроки их поверки и соотнести их со сроками поверки анализатора. По вопросам периодической поверки ротаметров рекомендуем обращаться в местные ЦСМ.

Рекомендуемые нами ротаметры могут быть заменены иными ротаметрами или иными средствами измерений расхода воздуха, внесенными в государственный реестр средств измерений и обеспечивающими требуемую точность.

Главный метролог



Гладилович Д.Б.