



## ООО "Люмэкс-маркетинг"

**Юридический адрес:** 199178 г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А»

**Адрес осуществления деятельности:** 195220 г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, литера Б

**Адрес для переписки:** BOX 1234, Санкт-Петербург, 190000

**Тел./факс:** (812)335-0-336, 718-53-90, 718-53-91

**E-mail:** [lumex@lumex.ru](mailto:lumex@lumex.ru) <http://www.lumex.ru>

№ 12/21 от 13.02.2018

### О поправках к методике измерений ПНД Ф 16.3.84-16

Глубокоуважаемые коллеги!

В связи с обнаруженными опечатками в текст документа на методику измерений ПНД Ф 16.3.84-16 «Отходы производства и потребления. Методика измерений массовой доли общей ртути атомно-абсорбционным методом с использованием анализаторов ртути РА-915М и РА-915+» с 13.02.2018 года вносятся следующие поправки:

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр.24, Приложение Г, раздел Г.2, последний абзац, последняя строка	100 мкг/дм <sup>3</sup>	0,1 мг/дм <sup>3</sup>
Стр.25, Приложение Г, раздел Г.4, таблица Г.1, строка «Объем запасного раствора ртути по Г.3, см <sup>3</sup> », последняя графа	1	10
Стр.26, Приложение Д, третий абзац	0,1 мкг/дм <sup>3</sup>	0,1 мг/дм <sup>3</sup>

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Главный метролог

Гладилович Д.Б.

**НАШИ РЕКВИЗИТЫ:**

Юридический адрес: 199178 Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А».  
р/с: 40702810555080002465 Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» к/с: 30101810500000000653,  
БИК 044030653, ИНН/КПП: 7801472150/780101001, ОКПО: 45549798, ОГРН: 1089847242209, ОКВЭД2: 26.5