



ООО "Люмэкс-маркетинг"

Юридический адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А»

Адрес осуществления деятельности: 192029 г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.70, корп.2, лит. Е

Адрес для переписки: BOX 1234, Санкт-Петербург, 190000

Тел.: (812)718-53-90, 718-53-91, **факс:** (812)718-68-65

E-mail: lumex@lumex.ru **http:** [//www.lumex.ru](http://www.lumex.ru)

№ 12/31 от 27.02.2017

О реализации методик измерений на спектрометре МГА-1000

Уважаемые коллеги!

Настоящим извещаю Вас о том, что методики измерений, предназначенные для реализации на атомно-абсорбционных спектрометрах модификаций МГА-915, МГА-915М и МГА-915МД, могут быть реализованы на атомно-абсорбционных спектрометрах модификации МГА-1000, поскольку метрологические характеристики спектрометров МГА-1000 аналогичны или превосходят метрологические характеристики спектрометрах модификаций МГА-915, МГА-915М и МГА-915МД.

При выборе условий регистрации аналитического сигнала (температурно-временная программа) для спектрометра МГА-1000, носящие рекомендательный характер, следует руководствоваться методикой измерений, эксплуатационными документами на спектрометр и/или практическими рекомендациями по реализации методики (метода) измерений.

Главный метролог

Гладилов Д.Б.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

Юридический адрес: 199178 Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А».
р/с: 40702810722050000119 в банке Филиал ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с: 3010181080000000706,
БИК: 044030706, ИНН/КПП: 7801472150/780101001, ОКПО: 45549798, ОГРН: 1089847242209, ОКВЭД2: 26.5