



ООО "Люмэкс-маркетинг"

Юридический адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А»

Адрес осуществления деятельности: 192029 г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.70, корп.2, лит. Е

Адрес для переписки: BOX 1234, Санкт-Петербург, 190000

Тел.: (812)718-53-90, 718-53-91, **факс:** (812)718-68-65

E-mail: lumex@lumex.ru **http:** [//www.lumex.ru](http://www.lumex.ru)

№ 12/67 от 19.05.2016

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

При проведении внутрилабораторного контроля точности измерений в соответствии с пунктом 12.3 методики измерений массовой концентрации нефтепродуктов в воде (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года) рекомендуем использовать стандартные образцы состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице производства ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ (Санкт-Петербург), например НПВМ-0,1 и НПВМ-0,5. Легитимность применения этих стандартных образцов подтверждается примечанием к указанному пункту методики, в котором допускается использование альтернативных стандартных образцов для приготовления образцов для контроля.

Указанные стандартные образцы могут быть также использованы при внешнем контроле деятельности лаборатории, при межлабораторных сравнительных испытаниях и в иных ситуациях, когда требуется оценить сопоставимость данных, получаемых в разных лабораториях.

Главный метролог

Гладилович Д.Б.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

Юридический адрес: 199178 Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А».
р/с: 40702810722050000119 в банке Филиал ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с: 3010181080000000706,
БИК: 044030706, ИНН/КПП: 7801472150/780101001, ОКПО: 45549798, ОГРН: 1089847242209, ОКВЭД: 33.20