



ООО "Люмэкс-маркетинг"

Юридический адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А»

Адрес осуществления деятельности: 195220 г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, литера Б

Адрес для переписки: BOX 1234, Санкт-Петербург, 190000

Тел./факс: (812)335-03-36

E-mail: lumex@lumex.ru **http:** [//www.lumex.ru](http://www.lumex.ru)

№ 12/89 от 07.05.2018

О стандартных образцах состава растворов микотоксинов

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что при определении микотоксинов (зеараленон, ДОН, патулин, охратоксин А) в соответствии с перечисленными в таблице межгосударственными (национальными) стандартами и аттестованными методиками измерений требуется использование стандартных образцов состава растворов соответствующих соединений с погрешностью аттестованного значения $\pm 5\%$ (при доверительной вероятности 0,95).

Микотоксин	Стандарт	Аттестованная методика
Зеараленон	ГОСТ 31691-2012	ФР.1.31.2013.13826
ДОН	ГОСТ Р 51116-2017	ФР.1.31.2012.12707
Патулин	-----	ФР.1.31.2015.19270
Охратоксин А	ГОСТ 32587-2013	ФР.1.31.2014.18537
	ГОСТ 33287-2015	ФР.1.31.2015.19269
	ГОСТ Р 55448-2013	

К сожалению, в настоящее время изготовитель стандартных образцов в одностороннем порядке увеличил погрешность аттестованного значения до $\pm 10\%$. Стандартные образцы с погрешностью, соответствующей требованиям методик измерений, в Российской Федерации, по нашим сведениям, отсутствуют.

Мы предпринимаем усилия по выходу из подобной ситуации, в частности, как первый шаг запланирован пересмотр методик измерений с учетом имею-

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

Юридический адрес: 199178 Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер «А».
р/с: 40702810555080002465 Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» к/с: 30101810500000000653,
БИК 044030653, ИНН/КПП: 7801472150/780101001, ОКПО: 45549798, ОГРН: 1089847242209, ОКВЭД2: 26.5

щихся на сегодняшний день стандартных образцов, а также изыскиваем возможности по привлечению партнеров для изготовления стандартных образцов с требуемыми характеристиками.

Приносим Вам глубокие извинения за доставленные неудобства и надеемся на Ваше понимание.

Главный метролог



Гладилов Д.Б.