



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 05 июля 2022 года № РЗН 2022/17653

На медицинское изделие
Система капиллярного электрофореза "Капель-105МТ"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Люмэкс-маркетинг"
(ООО "Люмэкс-маркетинг"), Россия,
195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 1, литер Б, пом. 1Н, ком. 84

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Люмэкс-маркетинг"
(ООО "Люмэкс-маркетинг"), Россия,
195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 1, литер Б, пом. 1Н, ком. 84

Место производства медицинского изделия
**ООО "Люмэкс-маркетинг", Россия, 195220, Санкт-Петербург,
ул. Обручевых, д. 1, литер Б**

Номер регистрационного досье № РД-47769/95068 от 16.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **26.60.12.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 05 июля 2022 года № 5968
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0066563

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17653

Лист 1

На медицинское изделие

Система капиллярного электрофореза "Капель-105МТ", в составе:

1. Моноблок Системы капиллярного электрофореза «Капель-105МТ» - 1 шт.
2. Электронный носитель с программным обеспечением «Эльфوران» и Руководством пользователя программного обеспечения «Эльфوران» - 1 шт.
3. Кассеты с капилляром - от 2 до 10 шт.
4. Кейсы для хранения и транспортировки кассет с капилляром - от 1 до 9 шт.
5. Сетевой кабель 220 В - 1 шт.
6. Кабель связи моноблока Системы капиллярного электрофореза «Капель-105МТ» с персональным компьютером - 1 шт.
7. Переходник USB-COM - 1 шт.
8. Микропробирки типа Эшпендорф, вместимость 1,5 мл - от 500 до 2000 шт.
9. Шприц одноразовый, вместимость 20 мл - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 экземпляр.
11. Формуляр - 1 экземпляр.
12. Инструкция по инсталляции программного обеспечения «Эльфوران» - 1 экземпляр.
13. Упаковочный лист - 1 шт.

≠

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102683